


4.2 卷绑袖带

※请务必使用专用袖带
(型号:W0030-BW3010)



5 使用方法

5.1 正确测量须知

- 每天在同一时间,用同一只手腕,相同姿势进行血压测量
- 请在早晨刚刚醒来,没有尿意时测量;如果不能保证这种状态,请在早餐前,身体尚未运动时测量。


测量前请务必保持4~5分钟的安静



- 主机的位置低于心脏的高度时,所测得的血压值可能偏高。
- 主机的位置高于心脏的高度时,所测得的血压值可能偏低。
- 测量过程中,身体、手腕、手指勿动。
- 腹部收缩(前倾)的姿势不能正确的测量。
- 测量过程中,不得碰触主机。
- 测量过程中,请勿说话。

5.2 测量方法

测量时应保持安静,使身体处于自然放松状态。



「体动」提示功能

- 测量过程中,袖带内压力发生异常变化且压力变化超过1.3kPa(10mmHg),则血压计进行体动提示,体动标记「体动」闪烁。
- 如果「体动」提示标记闪烁,请将手臂恢复到正确的姿势。
- 身体活动时的血压判定显示,「体动」提示标记闪烁。有体动时的测量值显示时,「体动」提示标记也闪烁。
- 存储并调出有体动的测量值时,则「体动」标记显示。


当袖带内异常压力变化有3次超过1.3kPa(10mmHg)时,则血压计终止测量并出现「U12」提示。

大幅度动作时,也会终止测量并出现「U12」提示。

※本功能是为了正确测量而设定的参考性功能。为了正确的测量血压值,建议即使「体动」提示,标记未闪烁,也请您在安静状态下测量2~3次。

「心率不齐」提示功能

测量过程中,检测到有3次存在瞬时心跳间隔大于整个过程心跳间隔平均值的±25%时,则血压计进行心率不齐提示,心率不齐标记「心率不齐」闪烁。



- 「心率不齐」标记显示时,请重新测量。
- 测量结束后,「心率不齐」标记在闪烁约6秒后显示。
- 测量过程中如果心率变化过大的话,可能影响测量值的准确性。
- 测量结果以mmHg(血压值)、kPa(血压值)交替显示。
- 存储并调出有心率不齐的测量值时,则「心率不齐」标记显示。

该标记并非为告知心律失常。

※本功能是为了保证测量值的准确性而设定的参考性功能。即使未显示「心率不齐」标记,为了保证测量的准确性,建议在安静状态下测量2~3次。


※如果标记频繁的出现,则应就自己的健康状况向医生咨询。请勿自己判断测量结果,进行治疗。请务必遵从医嘱。

*注:本设备所测的血压值和听诊法的测量值等价,其误差符合YY 0667-2008规定的要求。

相关说明信息请拨打客户服务热线咨询。

「血压指示」的读法

对于最高·最低血压值,以WHO/ISH(世界卫生组织/国际高血压学会)的血压分类表为基准,来判断是属高血压区域还是正常区域,高血压时,测量值会闪烁。



不能正确测量时

显示重新测量符号「U12」

继续测量时,按下开始▶结束按钮暂时关闭电源,请务必静候4~5分钟后再进行测量。

建议


与第一次相比,第二次测量时的状态更加平稳,血压也会有所回落。特别对于紧张类型的人,第二次的测量更为有效。二次测量时,通常记录数值较小的测量值。第二次测量时,请在第一次测量后务必安静4~5分钟。

建议:每5年对袖带压力传感器精度进行校验。通过有资质的机构依据中华人民共和国医药行业标准或中华人民共和国计量检定规程进行验证。



5.3 测量值的记忆和调出

测量值的记忆 EW-BW10可以存储90次的测量值。EW-BW02可以存储42次的测量值。

●在电池电量不足、更换电池、取出电池的情况下,记忆内容仍可以保存。



测量值的调出 储存测量值后或关闭电源的状态下,均可以调出所记忆的测量值。



若想删除所记忆的全部测量值时

- ①按记忆/调出按钮调出所记忆的测量值。
- ②再次按下记忆/调出按钮约3秒以上,直至测量值消失。

※测量值不能被逐个地删除。

- ③所有数据一但被删除则显示「00」标记。

静态压力的调出方法

删除所记忆的全部测量值后,连续2次按下记忆/调出按钮,每次大约按5秒钟。再次连续3次按下记忆/调出按钮,调出静态压力检测模式。

产品及配件清单	(1) 主机 (2) 袖带 (3) 收藏盒 (4) 使用说明书(含保修证) (5) 合格证 (6) 试机用电池 (7) 制造商对电磁兼容性的声明 ※ 随机电池为试机用电池。是为了在购买时确认商品的功能时使用的。	1台 1个 1个 1本 1张 2节 1张
关键零部件清单	(1) 加压泵 (2) 电磁阀 (3) 压力传感器 (4) 液晶 (5) 袖带	

保修管理编码印刷处

【销售记录】此表所载信息仅于商品保修时作核对之用,本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: _____ 发票号码: _____

顾客姓名: _____ 联系电话: _____

顾客地址: _____ 邮编: _____

销售店名称: _____ 销售店电话: _____

销售店地址: _____ 邮编: _____

【维修记录】

服务店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

服务店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

服务店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

服务店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____

维修员签字: _____ 交验日期: _____

服务店名称: _____ 联系电话: _____ 送修日: _____

服务店地址: _____ 邮编: _____

故障内容: _____ 故障原因: _____

维修内容: _____


维修员签字: _____ 交验日期: _____

本保修证因含有消费者个人信息,请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心:400-810-0781



Panasonic官方网站: http://panasonic.cn

松下电器(中国)有限公司



注:上表为血压测量记录示例,请按示例认真填写测量值。希望您坚持每天同一时刻测量血压,不要因一、两次的测量结果过高或过低而紧张,甚至滥用药物。把测量记录表拿给医生看将非常有助于诊断和治疗。

电子血压计将为您的健康管理提供科学的依据!



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
注塑品	○	○	○	○	○	○
电路板(含LCD、开关基板)	×	○	○	○	○	○
压力控制部	○	○	○	○	○	○
袖带	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注册人: 松下电气机器(北京)有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区同济北路1号

制造商: 松下电气机器(北京)有限公司

住所及生产地址:北京市北京经济技术开发区同济北路1号

邮编:100176

电话:(010)-67882437

原产地:中国 中国印刷

售后服务单位: 松下电器(中国)有限公司

Panasonic客户咨询服务中心:400-810-0781

©Panasonic Corporation 2016