

使用说明书

家庭用

骨盆臀部按摩器
型号

EW-RA79



仮



仮

无绳 骨盆臀部按摩

●仅使用电池时为无绳对应

保修证管理编码印刷处

[销售记录] 此处所载信息仅于商品保修时作核对之用，本公司不对该信息进行收集记录。

销售日期: 发票号码: 销售店
(盖章)
 顾客姓名: 联系电话:
 顾客地址: 邮编:
 销售店名称: 销售店电话:
 销售店地址: 邮编:

[维修记录]

服务店名称: 联系电话: 送修日:
 服务店地址: 邮编:
 故障内容: 故障原因:
 维修内容:
 维修员签字: 交验日期:

服务店名称: 联系电话: 送修日:
 服务店地址: 邮编:
 故障内容: 故障原因:
 维修内容:
 维修员签字: 交验日期:

服务店名称: 联系电话: 送修日:
 服务店地址: 邮编:
 故障内容: 故障原因:
 维修内容:
 维修员签字: 交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息，请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

扫描二维码
关注松下服务官方微信平台



在线人工客服
一键报修报装
服务进度查询
获取新品资讯

- 感谢您购买本公司产品。
- 使用之前请您务必仔细阅读本使用说明书。
- 请您务必妥善保管本使用说明书。




版号: No.1
W9030 RA79101
出版日期: 2019年08月
中国印刷

什么是骨盆臀部按摩器

骨盆臀部按摩器是使用气囊进行加压按摩的家庭用按摩器。用绑带缠绕到骨盆周边·臀部·大腿上，按下电源开关后，气囊膨胀，对骨盆周边·臀部·大腿进行按揉。



这种情况下
每天使用10分钟

程序	按摩动作的示意图	
交叉腿的姿势过多，导致骨盆周边酸痛	骨盆臀部	<p>360度紧实按摩骨盆周围的肌肉。 大幅度用力按揉骨盆周围的肌肉，使按揉达到更好的效果。</p> 
	紧实按揉*	
长时间坐姿工作导致臀部酸痛	骨盆臀部	<p>将臀部周围的肌肉由外向里上提按压</p> 
	上提	
站立工作等原因导致大腿沉重感	大腿	<p>将大腿外侧、前后的肌肉向中心，强力揉按。</p> 
	强力	

- 以上程序及按摩动作的示意图为事例参考
详细内容请阅读 P.12
※按揉感觉的压迫功能。




紧致按摩骨盆臀部

卧姿使用



坐姿使用



站姿使用



目录

安全注意事项	4
保管注意事项	9
各部名称	10
选定部位及使用方法	12
电池或电源适配器的准备	14
·使用5号电池时	14
·使用电源适配器时	15
准备	16
·骨盆臀部及周围卷绑 (站姿)	16
(卧姿·坐姿)	18
·卷绑大腿(坐姿按摩)	20
·使用衬垫	22
按摩	24
·程序内容	24
使用结束后	25
·收藏	25
·保管	26
清洁及保养	27
常见问题	28
委托修理前	30
废弃建议	31
规格	32
保修证	封底

安全注意事项

请您务必遵守

以下为使用时防止人身、财产损害而必须严格遵守的安全事项说明。

■将根据因错误使用而导致危害或损害的程度进行区分，予以说明。

⚠ 危险 很大程度可能造成重伤或死亡后果的事项内容。

⚠ 警告 可能造成重伤或死亡后果的事项内容。

⚠ 注意 可能造成轻伤或财产损害的事项内容。

■请注意各事项前的符号

⊘ 绝对禁止事项

! 必须执行事项

⎓ 表示直流电

⚠ 警告

有关症状

⊘ 下列人员，请勿使用本产品。

- (1) 被医师告知禁止按摩的人（例如：血栓（塞栓）症、下肢深部静脉血栓症、肺塞栓症、重度动脉瘤、急性静脉瘤、静脉炎、各种皮肤炎以及皮肤感染症〔包括皮下组织的炎症〕等）
- (2) 骨质疏松症患者、脊椎骨折病人，患有扭伤或肌肉拉伤等急性疼痛性疾病的人
- (3) 佩戴起搏器或其他易受电子干扰的体内植入型电子医疗器械的人
- (4) 妊娠中、生理期、刚刚完成分娩的人
- (5) 骨盆臀部周围和腿部有严重血液循环障碍的人（否则可能会导致事故、身体不适或症状恶化。）

● 请勿让儿童和无法表达自我意识的人以及无法操作的人使用。在无安全责任人监护和指导下，需要辅助的人请勿单独使用。（否则会导致事故或受伤）

为了防止故障发生

- ⊘ 本产品不能由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用。（否则可能导致事故或受伤）
- ! 请监护儿童，不可在该器具上玩耍。（否则可能导致事故或受伤）

为了防止事故、身体不适、受伤等



! 正在接受治疗或有以下症状的人，使用本产品前请务必咨询医师。

- (1) 恶性肿瘤患者
- (2) 心脏病患者
- (3) 无温度感觉的人
- (4) 因糖尿病等高度末梢循环障碍引起知觉障碍的人
- (5) 正在接受抗凝固治疗的人
- (6) 腱鞘炎患者
- (7) 按摩部位有创伤的人
- (8) 体温38℃以上（有发热症状）的人（例：急性炎症症状〔如倦怠感、寒颤、血压波动等〕强烈时、身体虚弱时）
- (9) 必须静养或身体显著不适的人
- (10) 除上述之外，身体感觉不适的人

● 使用时感到身体异常，请立即停止使用，并咨询医师。

（否则可能会导致事故、身体不适）

使用时

- ⊘ 请勿将绑带上下颠倒使用。（否则可能导致身体不适）
- 如果衬垫在指定部位以外使用时，注意不能碰到骨骼（否则可能导致受伤）
- 使用中请勿行走。
- 本品只适用于骨盆臀部周围·大腿按摩，除此以外禁止任何目的的使用。（否则可能导致事故或受伤）



安全注意事项 (接上页)

警告

使用时

- 请勿将产品放置在被褥或被炉中使用
(否则可能导致触电)
- 请勿将绑带缠绕在头·颈·胸以及腹部和病患部使用。
(否则可能导致事故或受伤、身体不适)
- 请勿在车辆驾驶时使用
(否则可能导致事故或受伤)
- 使用前,请务必确认绑带有无损坏,即使出现极小的破损,也要立刻停止使用,取下电池或拔下电源适配器,委托修理。
(否则会导致触电或受伤)
- 初次使用者到熟练使用之前,请使用[强度:弱]。
(否则会导致受伤或身体不适)

也请注意以下事项

- 请勿使针、别针刺入产品,或者用刀刃将其割伤。
(否则会导致受伤,触电,起火)
- 请勿对本产品自行改造、分解。
(否则会导致起火,动作异常,受伤等)

- 发生异常及故障时,请立即停止使用,将电源适配器从插座中拔出。(否则会导致冒烟,起火,触电)
<异常,故障事例>
电源适配器损坏。
电源适配器插入的插座松动。
→ 请勿自行维修,请委托松下认定的服务店检查、修理。



关于电源

- 请勿用湿手插拔电源适配器
(否则可能导致触电)



为了预防火灾及触电等



- 请勿进行任何破坏电源适配器的插头和导线的行为。
不要划伤、损坏、加工、接近热源,过度弯折、扭曲,拉拽以及在上面放置重物。
(否则会导致触电、短路而引起着火或火灾)
→ 电源插头,电源线的修理,请咨询经销商,并到松下认定的服务店检查、修理。
- 拔出电源适配器时,请勿拉拽导线。
(否则会导致触电、短路而引起着火或火灾)
- 请务必遵守插座及配线器具的使用规格条件。
- 请务必使用交流电 220 V。中国以外地区不可用,也不可
使用变压器。
- 电源插头务必切实插到插座底部。
(否则会导致触电,发热而引起火灾)



安全注意事项 (接上页)

⚠ 注意

关于症状

- 若使用本产品，出现发疹，发红，瘙痒等症状时，请停止使用并咨询医生。（否则可能会导致事故或身体不适）

关于电源

- 在清洁保养按摩器时务必将电池取出，或将电源适配器从插座拔下。（否则会导致触电，烧伤）
- 不使用时，务必将电源适配器从插座上拔掉。（否则会因绝缘老化而漏电、火灾）

以下内容也请注意

- ⊘ 请勿在浴室等潮湿场所使用。（否则会导致触电）
- ⊘ 请勿将水等液体喷洒在主机上，请勿水洗或使用洗衣机清洗本产品。（否则会导致触电，起火，火灾）
- ⊘ 请勿在睡觉中使用。
- ⊘ 请勿在饮酒后使用。（否则会导致事故，受伤）
- ⊘ 请勿在饭后马上使用。（否则可能会导致身体不适）
- ⊘ 请勿让大头针，垃圾，水等进入电源插头或者器具用插头的缝隙中。
- ⊘ 使用按摩器时，请勿将产品及电源适配器从插座上拔出，也不要取出电池。（否则会导致触电，起火，火灾）
- ⊘ 收纳时请勿将导线缠绕到产品、或者电源适配器上。（电源线受拉会断线、短路导致火灾，触电）
- ⊘ 请勿与其他医疗器械同时使用。（否则会导致事故，身体不适）
- ⊘ 请勿使用配件衬垫以外的部品（否则会导致受伤）
- ⊘ 电源适配器为本产品专用适配器，不得用于其他器械。（型号：EW-3A10）（否则会导致触电、短路而冒烟起火）
- ⊘ 在按摩部位衣服的口袋中不要放置任何物品。使用中不能使皮带、装饰物、有装饰物的服装等物品接触身体。（否则可能导致受伤）
- 同一部位一天按摩请控制在10分钟以内。（否则可能导致负面的效果或伤害事故）
- 停电时，请立即拔出电源适配器。（否则可能会导致意外事故）



关于电池的使用 (市场上的充电式镍氢电池、碱性电池)

⚠ 危险

使用时

- ⊘ 请勿改造或者拆卸。
- ⊘ 请勿扔进火中或者加热。
- ⊘ 请勿将端子 [⊕ ⊖] 与金属等接触。
- ⊘ 请勿将项链，发卡等同捆及保管。（否则会导致发热，起火，破裂，漏出液体）
- ⊘ 漏出液体时，请勿接触液体或者误入眼内。（否则会伤害皮肤或者失明等）
→ 附着到皮肤或者衣服上时，马上用清水冲洗干净。误入眼内时，请勿揉动眼部，立刻用清水冲洗干净并接受医生的治疗。
- 正确装入电池 [⊕ ⊖] 极。
- 市场上的镍氢电池充电时请使用专用充电器充电。（否则会导致发热、起火、破裂、漏液）

⚠ 警告

使用时

- ⊘ 不同状态的电池请勿混用。新旧、种类不同的电池（充电式与干电池等）品牌、电池电量、充电状态（充电时的情况）不同的电池等。
- 请勿对干电池充电。
- 取出不能使用的电池。
- 长时间不使用时，请从产品上将电池取出。
- 有漏出液体或有异味时，请远离火源。（否则会导致发热，起火，破裂，漏出液体）

⚠ 注意

使用时



- ⊘ 请勿使用指定电池类型以外的电池。
- ⊘ 请勿用水等液体将其弄湿。
- ⊘ 请勿强力冲击或投掷电池。
- ⊘ 请勿在火炉，强光直射等高温场所放置使用。（否则会导致发热，起火，破裂，漏出液体）

保管注意事项


- 请勿阳光直射。（否则会导致布料变色）

各部名称


主机



操作部




电源适配器 (型号: EW-3A10)





配件








衬垫 (2个)



选定部位及使用方法

骨盆周围立体的配备了14个气囊。



程序	内容	推荐姿势
骨盆臀部 	紧实 360度紧实按摩骨盆周围的肌肉（梨状肌、臀中肌、臀大肌）	依靠桌子等稳固的物体站立 
	按揉* 大幅度用力按揉骨盆周围的肌肉，使按揉达到更好的效果。	挺直后背 双脚并拢不要分开 轻轻地支起膝盖 
骨盆臀部 	上提 将臀部周围的肌肉由外向里上提按压（臀大肌、梨状肌）	双脚并拢不要分开 
大腿 	强力* 将大腿外侧、前后的肌肉向中心，强力揉按。	不要弓背 坐姿 

※按揉感觉的压迫功能

※避开坚硬的床和椅子，请在软床或沙发上使用。

电池或电源适配器准备


使用5号电池时

- 推荐使用充电式镍氢电池。（可使用松下充电电池）
- 不建议使用碱性电池和锰干电池，因为如果使用碱性电池，使用次数会变得极少。如果使用锰干电池，很快就会耗尽电池。


- 长时间不使用时，请取出电池。
- 室温低时，使用次数会变少。
- 如果充电电池常年使用导致劣化，使用次数也会变少。

- 请勿将电池和适配器同时使用
- 如果电池缺电指示灯闪烁。
 - 电池请用专用充电器充电。
 - 更换全部电池。

1 如图所示打开按扣，翻开布，取下电池盖。



2 装入4节5号电池。
● 确认「 \oplus 」后将其正确装入。



3 盖上电池盖，再将布放回，固定好按扣。



4 按卷绑方法的顺序进行
→ 骨盆臀部 (P.16)
→ 大腿 (P.20)


使用电源适配器时

- 本产品如果使用电源适配器，仅能使用松下的 EW-3A10 电源适配器。
- 电源适配器不能对充电电池进行充电。
- 本产品没有对充电电池进行充电的功能。
- 按摩中请勿走动


1 如图所示打开按扣，翻开布。



2 将器具用插头插到底，再将布放回，固定好按扣。



3 将电源适配器的插头正确地插入插座。



4 按卷绑方法的顺序进行
→ 骨盆臀部 (P.16、18)
→ 大腿 (P.20)

准备


骨盆臀部及周围卷绑（站姿）



首先确认以下内容


- 布料是否损坏？
 - 通电后是否正常动作？（P.24）
- 如有异常的情况，请参考 P.30 ~ 31 的步骤

1 如图所示选择「骨盆臀部」的程序和强度




2 双腿并拢，手持上绑带前侧，绑带对准臀部位置。

- 请将绑带的左右长度调节一致。
- 请注意不要将身体前倾，也不要将脚分开。




3 对准位置

- ① 臀部的下方紧贴臀部固定器
- ② 身体中心对准中心定位棒



4 笔直固定上绑带下绑带沿着身体紧紧卷绑




- 卷好绑带后，将尼龙搭扣按实。
- 希望感受更强烈的按摩感时，请使用衬垫。（P.22）
- 请注意不要让尼龙搭扣粘连到衣服上。

想要感受臀部提升加强时，
请将下绑带交叉固定。



请将尼龙搭扣固定好



如果准备完成了…

开始按摩（P.24）

准备


骨盆臀部及周围卷绑（卧姿，坐姿）



首先确认以下内容

- 布料是否损坏？
 - 通电后是否正常动作？（P.24）
- 如有异常的情况，请参考 P.30 ~ 31 的步骤

1 选择「骨盆臀部」的程序和强度



2 双腿并拢，手持上绑带前侧，绑带对准臀部位置（P.16 页顺序2）


3 对准位置（P.17 页顺序2）

4 笔直固定上绑带（P.17 页顺序4）

5 笔直固定下绑带


■ 躺下时…

- ① 坐在床上把脚伸直，将下绑带笔直固定住。
- ② 在确定没有物体会撞到头部或身体后，再躺下。
 - 仰卧时，请将膝盖轻轻竖起。



■ 坐下时…

- ① 坐在椅子或沙发上，下绑带笔直固定




- 卷好绑带后，将尼龙搭扣按实。
- 希望感受更强烈的按摩感时，请使用衬垫。（P.22）
- 请注意不要让尼龙搭扣粘连到衣服上。

想要感受臀部提升加强时，
请将下绑带交叉固定。



请将尼龙搭扣固定好



如果准备完成了…

开始按摩（P.24）

准备


卷绑大腿（坐姿按摩）



首先确认以下内容


- 布料是否损坏？
 - 通电后是否正常动作？（P.24）
- 如有异常的情况，请参考 P.30 ~ 31 的步骤

1 选择「大腿」的程序和强度



2 双腿并拢，手持上绑带一端，将绑带放置在大腿后面，然后坐在椅子或沙发上。

- 在放置时，请将绑带左右保持相同长度
- 请注意姿势，不要将腿部岔开。




3 笔直固定上绑带

- 请合上双脚


请将尼龙搭扣固定好

- 注意不要将尼龙搭扣粘连到衣服上



4 沿大腿侧交叉下方绑带固定

- 卷好绑带后将尼龙搭扣按实。
- 希望感受更强烈的按摩感时，请使用衬垫。（P.22）



如果准备完成了…

开始按摩（P.24）



使用衬垫

- 使用衬垫，加强按摩感。体验如肘部按摩一般的衬垫，可以有效按摩臀部，大腿外侧。




- 衬垫的凸起部位请插到上绑带、下绑带（仅限于大腿使用时）的中间位置附近。如果插入太浅，衬垫有时会在按摩时掉落。

- 缠绕绑带前，请确认放入衬垫的部位。
- 缠绕绑带后，将衬垫插入绑带中。

在骨盆周围或臀部使用时


1 按压找到按摩的舒适部位

- 在臀部肌肉附近按压衬垫找到舒适位置。



2 在舒适位置将衬垫竖直插入

- 衬垫插入到把手微露出的位置即可。



请从上向下插入


- 请不要从下向上插入。
- 将凸起部位朝向肌肉位置插入。
- 注意不要将衬垫接触到骨骼部位。
- 注意不要在身体前侧使用。



在大腿（两侧）使用时


1 按压找到按摩的舒适部位

- 用衬垫按压大腿两侧肌肉找到舒适部位。
- 请不要在大腿前侧使用。



2 在舒适位置将衬垫竖直插入

- 衬垫插入到把手微露出的位置即可。



请从上侧或下侧向里插入

- 将凸起部位朝向肌肉位置插入
- 注意不要将衬垫接触到骨骼部位
- 按摩后大腿部会有衬垫的印迹，有时无法马上恢复。出门前请注意谨慎使用。



按摩

按摩时间的标准 同一部位1天10分钟以内

- 长时间使用会造成对肌肉或神经过度刺激，有时会产生相反的效果。
- 使用过程中即使切换程序，按摩时间合计也是10分钟，10分钟后停止动作。



警告

- 初次使用的人群，适应之前建议强度从“弱”开始使用，不要使用“中”或“强”。（可能会导致受伤或身体不适）

1 按电源开关 开始按摩


（电源指示灯亮）

按摩结束

- 选择的程序按摩结束后，电源断开（电源指示灯熄灭）

中途想停止按摩时

- 请按电源按钮（电源指示灯熄灭）



程序内容

部位	程序	内容
骨盆臀部	紧实	360度紧实按摩骨盆周围的肌肉（梨状肌、臀中肌、臀大肌）
	按揉 [*]	大幅度用力按揉骨盆周围肌肉
	上提	由外向里上提臀部肌肉（臀大肌·梨状肌）
大腿	强力 [*]	将大腿外侧、前后的肌肉向中心强力按揉。

※按揉感觉的压迫功能

使用结束后

请务必切断电源。


从身体上解开绑带并拔下电源插头及器具用插头。

- 请按照 P.14、15 相反的步骤

收藏

收藏绑带

■ 绑带收藏时



继续下一页

使用结束后 (接上页)

保管

⚠ 注意

- 保管时请勿将导线缠绕到主机或者电源适配器上。
(导线受压后,可能会导致断线,短路起火,触电)



请勿放置于温度,湿度较高或阳光直射的地方。

- 请勿放置在孩子的手能碰到的地方。
- 请勿在操作部和绑带上面放置任何物品。
(否则可能会在表面残留痕迹或导致串色,变色)



- 产品装有电池保管的时候,请勿按压电源按钮。
- 用包等携带时,请将电池取出。

清洁及保养

请务必切断电源

(请务必取出电池,拔下电源适配器及器具用插头)


- 不可洗涤(否则会导致故障)

请勿使用稀释剂,汽油或酒精擦拭清洁本产品。
(以免引起故障,部品破损或变色等)



- 1 将布蘸水拧干后
(确实很脏时,请用温水或用清水将厨房用的中性洗涤剂稀释为5%使用)

- 2 擦拭脏污
● 请避免用力过大



尼龙搭扣上粘附垃圾,毛发等时可用牙签等摘除。

常见问题

什么时候不可以使用？

- 发烧时
- 怀孕中，经期或刚刚产后的人
- 骨盆周围，臀部，大腿存在重度血液循环障碍时。
有以上情况的务必在医生的指导下进行使用。（P.4、5）

1天可以使用几次？

- 1天同一部位只能使用1次。（约10分钟自动关闭电源）
1次使用不足10分钟的时候，多次累计使用的时间控制在1天10分钟以内。长时间使用时，会使肌肉和神经受到过度的刺激，产生负面效果。

除骨盆周围、臀部、大腿以外的部位可以使用吗？

- 只能在骨盆周围、臀部、大腿使用
除此之外的部位使用后，会导致事故或受伤。（P.5）

可以使用的骨盆周围、臀部、大腿的尺寸是多少？

- 可以使用的缠绕周长范围：约 80 cm ~ 110 cm

按摩强度过大…

按摩强度过弱…

- 可以通过绑带的卷绑方法，来调节按摩强度。
按摩太强→可以松弛的卷绑
按摩太弱→可无间隙卷绑
- 如果感觉臀部，大腿的按摩强度较弱，请使用衬垫，如果使用衬垫有痛感，请取出衬垫。

使用碱性干电池的时候，可以使用几次？

- 使用Panasonic制碱性干电池（5号干电池 LR6 4节）约可以使用3次（未使用品在室温 25℃使用的情况下）

电池断电的指示灯已经闪烁，但是还可以使用

- 由于组合或强度的不同，会有暂时可以使用的情况。
因为电池容量越来越少，请您充电或更换电池。（P.14）

按摩时，绑带有错位的感觉…

- 根据体型和衣服的搭配，因衣服的移动而导致绑带有错位的情况，属于正常现象，并非异常。

皮肤和尼龙搭扣接触时，感觉不适…

- 可以用薄手帕等物品垫在皮肤上使用。

绑带中的空气排不干净…

- 绑带（气囊）中残留的空气较多时，空气完全排出需要一定的时间。请您稍等片刻，空气可自行排空。

如有下列声响。是否异常？

- 啪哩啪哩声
（绑带（气囊）充入空气时，尼龙搭扣被拉开的声音）
- 啪叩声（进入空气时气囊的膨胀声音）
- 嗡嗡声（马达声音）
- 咻-声 嘶-声（空气的排气声）

由于是产品构造上发出的声音，不是异常。

委托修理前

请确认以下内容

确认后仍然存在异常时，将电池取出，或将电源适配器从插座拔出，然后与经销商联系，相关说明信息请拨打客户服务热线咨询。（见 P.33）

症状	确认事项
电源无法接通	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否正常放入？（P.14）● 充电电池是否有电？（P.14）● 电源适配器是否脱落？（P.15）
电源指示灯不亮	
按摩中途停止	
	<ul style="list-style-type: none">● 是否使用了锰锌干电池？（P.14）
	<ul style="list-style-type: none">● 电池电量是否充足？（P.14）
	<ul style="list-style-type: none">● 使用电池时，是否在将电源适配器插在产品器具口的状态下一起使用（P.14）
按摩强度较弱	<ul style="list-style-type: none">● 绑带是否缠绕过松？（P.16、18、20）
按摩强度较强	<ul style="list-style-type: none">● 绑带是否缠绕过紧？（P.16、18、20）
绑带错位	<ul style="list-style-type: none">● 卷绑完后，绑带的尼龙搭扣面是否用力按压了？（P.17、19、21）

遇见此情况…

操作部、电源适配器过热

破损

绑带上的布料破损

无法充气

故障
为防止事故发生，请立即停止使用，联系经销商。

废弃建议

主机、配件、电池、电源适配器的废弃方法请依照城市有关环境保护规定进行处理。

规格

产品名称	骨盆臀部按摩器	
产品型号	EW-RA79	
电 源	5号电池 4 节 4.8 V - 6.0 V \equiv 电源适配器 EW-3A10 220 V ~ 50 Hz	
推 荐 电 池	5号充电型镍氢电池 (HR6) 使用次数: 约10次 如果将松下爱普乐电池或者松下高性能充电电池充满, 按每天1回算 (室温 25 °C 的情况)	
额 定 功 率	5 W	
额 定 电 压	5.4 V \equiv	
空气压力	主机(上绑带)	弱: 约 00 kPa 中: 约 00 kPa 强: 约 00 kPa
	主机(下绑带)	弱: 约 00 kPa 中: 约 00 kPa 强: 约 00 kPa
使用环境	温度: 5 °C ~ 40 °C 湿度: 20 % ~ 85 %	
储存环境	温度: -20 °C ~ 70 °C 湿度: 10 % ~ 90 %	
使用时间	约10分钟	
尺寸	本体(上绑带)	约: 长 1300 mm × 宽 370 mm × 厚 55 mm
	本体(下绑带)	约: 长 1260 mm × 宽 340 mm × 厚 55 mm
重 量	约 900 g (主机)	
导 线 长	约 1.8 m	
对 应 尺 寸	可以使用的缠绕周长范围: 约 80 cm ~ 110 cm	
生 产 日 期	见本机刻印	
执 行 标 准	GB 4706.1 GB 4706.10	

※如果在规定的温度和湿度范围外储存和使用, 可能无法达到规定的性能规格。
※产品规格若有变更, 恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
注塑品	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
压力控制部	○	○	○	○	○	○
绑带	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
包装材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。



符号为电子电气产品有害物质限制使用标志。

表示此产品含有某些有害物质, 环保使用期限为5年, 在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统, 并按当地环保法规要求进行处理。

松下电气机器(北京)有限公司
北京市北京经济技术开发区同济北路1号
邮 编: 100176 电话: (010) 67882437
原 产 地: 中国

售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司
Panasonic客户咨询中心: 4008-811-315
© Panasonic Corporation 2018

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b.因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c.不经Panasonic认定服务店维修人员拆卸造成损坏的；
- d.不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f.因不可抗力因素（如雷击、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

5.产品制造商在需要时，可以向Panasonic认定的合格技术人员提供产品电路图和可修理的元器件资料。

[商品信息]

商品名称：.....产 地：中国北京.....

商品型号：.....制造编号：.....

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号： 制造编号： 保修结算4

商品型号： 制造编号： 保修结算3

商品型号： 制造编号： 保修结算2

商品型号： 制造编号： 保修结算1

商品型号： 制造编号： 促销员留存